

KERN MBP Babywaage

Geeichte Babywaage für den professionellen Einsatz



Medizinische Waagen



Ihr KERN Fachhändler:



Bernard Waagen
Automatisierungs- und Steuerungstechnik
Kempener Straße 47 Manfredstraße 2 A
51469 Bergisch Gladbach 45891 Gelsenkirchen
+49(0)2202 / 98925-0 Phone +49(0)209 / 797522
+49(0)2202 / 98925-29 Fax +49(0)209 / 797524
www.bewa-tec.de info@bewa-tec.de



Medizinische
Waagen
2011



Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Ergonomische Liegefläche aus Plexiglas, abnehmbar
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig liegende Babys
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der WIEDERHOLEN-Taste "eingefroren"
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 100 h, Ladezeit ca. 8 h
- 1 Ergonomisches Anzeigegerät mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display
- 2 Integriertes Maßband (cm, inch) an der Waagschale, ermöglicht Vermessen und Wiegen des Babys in einem Schritt

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Liegefläche B x T 560x280 mm
- Gesamtabmessungen B x T x H 560x400x200 mm
- Netzadapter (extern) und integrierter Akku-Pack serienmäßig
- Nettogewicht ca. 9,5 kg

3 In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Gesetzlich vorgeschrieben Eichung		Option DKD Kalibrierschein	
				KERN		KERN	
KERN MBP 12K5BM	12	0,005	0,005	965-128		963-128	

Piktogramme:



Dynamic-Weighing Funktion:
Erschütterungen werden ausgefiltert zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts.



Akku-Betrieb:
Wiederaufladbares Set.



Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.